

WbおよびElisa用抗Gipc2ポリクローナル抗体 - Q8Tf65

商品番号: CM0013113



前書き

WesternブロッティングおよびELISA用途向けの、ヒトGIPC2（PDZドメイン含有タンパク質GIPC2、SEMCAP2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。約34

kDaの細胞質タンパク質を認識し、腎腫瘍および大腸・直腸腫瘍で発現が低下しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GIPC2ウサギpAb
備考/別名	SEMCAP2; SEMCAP-2; GIPC2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	54810
GeneID	54810
免疫原	ヒトGIPC2（NP_060125.4）のアミノ酸1〜315に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TF65
タンパク質分子量	34 kDa
輸送条件	保冷バッグ