

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Giprポリクローナル抗体 - P48546

商品番号: CM0027349



前書き

ヒトGIPR（胃抑制性ポリペプチド受容体）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。GIPシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GIPR ウサギ pAb
別名/略称	PGQTL2; GIPR
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2696
GeneID	2696
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトGIPR (NP_000155.1) のアミノ酸22〜138番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48546
タンパク質分子量	53kDa
発送方法	保冷剤梱包