

Anti-Girk2 (Kcnj6) ウサギモノクローナル抗体（Wb, If/Icc, If-P, Elisa対応） - P48051

商品番号: CM0006420

前書き

GIRK2 (KCNJ6)

標的ウサギモノクローナル抗体。GIRK2はGタンパク質活性化内向き整流カリウムチャンネルです。WB, IF/ICC, IF-P, ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと反応します。インスリン分泌やイオンチャンネル関連疾患の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GIRK2(KCNJ6) Rabbit mAb
備考/別名	BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; GIRK2(KCNJ6)
種	ヒト
GeneID	3763
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P48051
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ