

Wb、Elisa用 Anti-Git2 ウサギポリクローナル抗体 - Q14161

商品番号: CM0012840

前書き

ヒトGIT2（ARF GTPase-activating protein GIT2）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。GPCRシグナル伝達および細胞骨格動態の研究に最適です。 - Q14161

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GIT2 ウサギ pAb
備考/別名	PKL; CAT2; CAT-2; GIT2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9815
遺伝子ID	9815
免疫原	ヒトGIT2 (NP_476511.1) のアミノ酸450-510に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14161
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスバッグ