


抗Gitr Ligand/Tnfsf18 ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - Q9Ung2

商品番号: CM0027827



前書き

AITRL/GITRLとしても知られる、ヒトGITRリガンド（TNFSF18）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応します。T細胞活性化および免疫学研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GITR Ligand/TNFSF18 Rabbit pAb
備考/別名	TL6; AITRL; GITRL; TNLG2A; hGITRL; GITR Ligand/TNFSF18
対象種	ヒト
GeneID	8995
免疫原	ヒトGITR Ligand/TNFSF18 (NP_005083.2)のアミノ酸52〜177番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UNG2
タンパク質分子量	20kDa
配送方法	保冷剤