

Wb、Elisa用 抗Gitr/Tnfrsf18 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y5U5

商品番号: CM0016500



前書き

ヒトGITR/TNFRSF18 (アミノ酸26-255)

に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA法でヒトおよびマウスGITRを検出。T細胞活性化、NF-

κBシグナル伝達、免疫チェックポイント生物学の研究に適しています。SWISS: Q9Y5U5。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GITR/TNFRSF18 ウサギ pAb
備考/別名	AITR; GITR; CD357; GITR-D; ENERGEN; GITR/TNFRSF18
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8784
GeneID	8784
免疫原	ヒトGITR/TNFRSF18 (NP_683699.1) のアミノ酸26-255に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9Y5U5
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ