

Wb、Elisa用抗Gja4ポリクローナル抗体 - P35212

商品番号: CM0023301

前書き

ヒトGJA4（コネキシン-37）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの性能が確認されており、ラットとの交差反応性を示します。ギャップ結合や細胞間コミュニケーションの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GJA4 ウサギpAb
別名	CX37; GJA4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2701
GeneID	2701
免疫原	ヒトGJA4 (NP_002051.2) のアミノ酸229～333位の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P35212
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤