

Wb、Elisa用Gja5ポリクローナル抗体 - P36382

商品番号: CM0029216

前書き

GJA5（コネキシン-40、CX40）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのGJA5を検出します。ギャップ結合および心臓研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GJA5 Rabbit pAb
備考/別名	CX40; ATFB11; GJA5
種	ヒト
GeneID	2702
免疫原	ヒトGJA5 (NP_859054.1) のアミノ酸229-358に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36382
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ