

Anti-Gja5/Cx40 ウサギポリクローナル抗体（If/Icc、Elisa用） - P36382

商品番号: CM0017605

前書き

ヒトGJA5/コネキシン-40を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済みです。ヒトサンプルにおけるギャップ結合機能、心血管生物学、および細胞間コミュニケーションの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GJA5 Rabbit pAb
備考/別名	CX40; ATFB11; GJA5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2702
GeneID	2702
免疫原	ヒトGJA5 (NP_859054.1) のアミノ酸229-358に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P36382
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ