

抗Gja8ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P48165

商品番号: CM0023153

前書き

ヒトGJA8（コネキシン-50）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの使用に適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。水晶体ギャップ結合および白内障研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GJA8 Rabbit pAb
略号・別名	CAE; CAE1; CX50; CZP1; MP70; CTRCT1; GJA8
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2703
遺伝子ID	2703
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48165
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	氷袋梱包