


Wb・Elisa用抗Gjb1ウサギポリクローナル抗体 - P08034

商品番号: CM0017407



前書き

ヒトGJB1（コネキシン-32）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットティングおよびELISAに使用できます。ヒト、マウス、ラットのGJB1を認識します。ギャップ結合、シャルコー・マリー・トゥース病、神経障害研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GJB1 Rabbit pAb
備考 / 別名	CMTX; CX32; CMTX1; GJB1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2705
遺伝子ID	2705
免疫原	ヒトGJB1 (NP_000157.1) のアミノ酸214～283番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08034
タンパク質分子量	32kDa
輸送方法	氷袋