

Wb、Elisa用抗Gjb3ポリクローナル抗体 - O75712

商品番号: CM0026459

前書き

GJB3（コネキシン-31）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに対して反応性を示します。難聴や皮膚疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GJB3 Rabbit pAb
備考/別名	EKV; CX31; DFNA2; EKV1; DFNA2B; GJB3
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	2707
GeneID	2707
免疫原	ヒトGJB3 (NP_076872.1) のアミノ酸100～200領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75712
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	保冷剤同梱