


抗Gjd2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ukl4

商品番号: CM0030873



前書き

GJD2

ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロッティング (WB) およびELISAにより、ヒト、マウス、ラットのギャップジャンクションデルタ2 (コネキシン36) を検出します。標的は神経性ギャップジャンクションに発現し、分子量は約36kDaです。神経科学および細胞間コミュニケーションの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GJD2 ウサギポリクローナル抗体
別名	CX36; GJA9; GJD2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57369
遺伝子ID	57369
免疫原	ヒトGJD2 (NP_065711.1) のアミノ酸99-197番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKL4
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	氷袋梱包