

Wb、If/Icc、Elisa用抗Gk2ポリクローナル抗体 - Q14410

商品番号: CM0022512

前書き

ヒトGK2（グリセロールキナーゼ2、精巢特異的）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア鞘形成を含む、男性不妊および精子形成研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GK2 ウサギ pAb
別名	GKP2; GKTA; GK2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2712
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14410
タンパク質分子量	61kDa
配送方法	保冷剤