

Wb、Elisa用 抗Gkn1ポリクローナル抗体 - Q9Ns71

商品番号: CM0013403

前書き

ヒトGKN1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。Gastrokine-1は胃粘膜の完全性に関与する増殖性タンパク質。消化器研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GKN1 ウサギ pAb
備考/別名	FOV; CA11; AMP18; BRICD1; foveolin; GKN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56287
GeneID	56287
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NS71
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ