

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 Anti-Gldc ポリクローナル抗体 - P23378

商品番号: CM0029178



前書き

ヒトGLDCに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAアッセイで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。グリシン代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLDC ウサギ pAb
備考/別名	GCE; GCSP; HYGN1; GLDC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2731
GeneID	2731
免疫原	ヒトGLDC (NP_000161.2) のアミノ酸36-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23378
タンパク質分子量	113kDa
配送	保冷バッグ