

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Gldcウサギモノクローナル抗体 - P23378

商品番号: CM0006902



前書き

ヒトGLDC（GCE/GCSP、グリシン開裂系のミトコンドリアPタンパク質）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLDCウサギmAb
備考／別名	GCE; GCSP; HYGN1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2731
遺伝子ID	2731
免疫原	ヒトGLDC（NP_000161.2）のアミノ酸580～749に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23378
タンパク質分子量	113 kDa
輸送	保冷バッグ