

ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、Elisa用

抗Gldcウサギポリクローナル抗体 - P23378

商品番号: CM0019085



前書き

ヒトGLDCに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットで検証済み。ミトコンドリアのグリシン脱炭酸酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	GLDC ウサギ pAb
備考/別名	GLDC; GCE; GCSP; HYGN1; グリシン脱炭酸酵素
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2731
GeneID	2731
免疫原	ヒトGLDC (NP_000161.2) のアミノ酸580-749に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23378
タンパク質分子量	112kDa
発送	保冷バッグ