

Wb、Elisa用 Anti-Gle1 ポリクローナル抗体 - Q53Gs7

商品番号: CM0015325



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの、ウサギ抗ヒトGLE1ポリクローナル抗体。mRNA輸送機構および核膜孔複合体の生物学研究を可能にします。ヌクレオポリンの研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLE1 Rabbit pAb
備考/別名	LCCS; CAAHC; CAAHD; GLE1L; LCCS1; hGLE1; GLE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2733
GeneID	2733
免疫原	ヒトGLE1 (NP_001003722.1)のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q53GS7
タンパク質分子量	80kDa
発送	保冷バッグ