

抗Gli1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P08151

商品番号: CM0016348



前書き

ヒトGLI1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。GLI1は、発生やがんに関与するHedgehogシグナル伝達経路の主要な転写活性化因子です。マウスおよびラットと交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLI1 ウサギpAb
備考/別名	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2735
遺伝子ID	2735
免疫原	ヒトGLI1のアミノ酸350-450に対応する合成ペプチド (NP_001153517.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08151
タンパク質重量	118kDa
配送	アイスバッグ