

If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Gli2モノクローナル抗体 - P10070

商品番号: CM0006773

前書き

GLI2に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのIF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヘッジホッグシグナル伝達経路の研究やHTLV-1の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLI2 Rabbit mAb
備考/エイリアス	CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; GLI2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2736
GeneID	2736
免疫原	ヒトGLI2のアミノ酸1100-1200領域内の配列に対応する合成ペプチド。(NP_005261.2)
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10070
配送	氷袋