

Wb、Elisa用 抗Gli2 ポリクローナル抗体 - P10070

商品番号: CM0024629

前書き

GLI2 (Gene ID 2736, SWISS P10070) を標的とするウサギポリクローナル抗体。W BおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。Smoothenedシグナル伝達および転写因子研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLI2 ウサギ pAb
備考/別名	CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; GLI2
種	ヒト
遺伝子ID	2736
免疫原	ヒトGLI2 (NP_005261.2) のアミノ酸1100-1200に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10070
タンパク質分子量	168kDa
輸送	保冷バッグ