


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用Anti-Gli3ポリクローナル抗体 - P10071

商品番号: CM0016296



前書き

ヒトGLI3に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ヘッジホッグシグナル伝達および発生生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLI3 Rabbit pAb
備考/別名	PHS; ACLS; GCPS; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPAI; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; GLI3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2737
GeneID	2737
免疫原	ヒトGLI3 (NP_000159.3) のアミノ酸681-788内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10071
タンパク質分子量	170kDa
配送	アイスバッグ