

WbおよびElisa用 抗Glis3 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nea6

商品番号: CM0017855

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗GLIS3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGLIS3を認識。転写および糖尿病研究に最適。 - Q8NEA6。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GLIS3 ウサギ pAb
備考/別名	NDH; ZNF515; GLIS3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	169792
GeneID	169792
免疫原	ヒトGLIS3 (NP_689842.3) のアミノ酸606-775に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NEA6
タンパク質分子量	84kDa
輸送	保冷バッグ