

Wb、Elisa用抗Glo1モノクローナル抗体 - Q04760

商品番号: CM0010507



前書き

ヒトGLO1（ラクトイルグルタチオンリアーゼ）に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。グリオキサラーゼによる解毒およびNF-κBシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLO1ウサギmAb
備考／別名	GLYI; GLOD1; HEL-S-74; GLO1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2739
遺伝子ID	2739
免疫原	合成ペプチド ヒトGLO1（Q04760）のアミノ酸1～100に相当する配列を含む合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04760
タンパク質分子量	21kDa
配送	保冷バッグ