

Wb、Elisa用 Anti-Glod4 ポリクローナル抗体 - Q9Hc38

商品番号: CM0027538



前書き

ヒトGLOD4（グリオキサラーゼドメイン含有タンパク質4）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。ミトコンドリア研究およびグリオキサラーゼ研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLOD4 ウサギ pAb
備考/別名	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; GLOD4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51031
GeneID	51031
免疫原	ヒトGLOD4 (NP_057164.3) のアミノ酸179-298に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9HC38
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ