


If-P、Ihc-P、Elisa用抗Glp-1モノクローナル抗体 - P01275

商品番号: CM0006083



前書き

ヒトGLP-

1を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光法、免疫組織化学、ELISAで実証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。糖尿病、肥満、代謝研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLP-1 ウサギmAb
備考/別名	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1
種	ヒト
遺伝子ID	2641 (ヒト)
免疫原	合成ペプチド - ヒトGLP-1 (P01275) のアミノ酸70-150領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P01275
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	保冷剤