


## Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Glp1Rポリクローナル抗体 - P43220

商品番号: CM0030131



## 前書き

ヒトGLP1Rを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。グルカゴン様ペプチド-1受容体シグナル伝達および糖尿病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | GLP1R Rabbit pAb                                     |
| 備考/別名       | GLP-1; GLP-1R; GLP-1-R; GLP1R                        |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 2740                                                 |
| GeneID      | 2740                                                 |
| 免疫原         | ヒトGLP1R (NP_002053.3) のアミノ酸1-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                    |
| 交差反応性       | マウス, ラット                                             |
| SWISS       | P43220                                               |
| タンパク質分子量    | 53kDa                                                |
| 配送          | アイスバック                                               |