


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Glp2Rポリクローナル抗体 - O95838

商品番号: CM0027724



前書き

CamelBioは、WB、IHC-P、ELISAで検証済みの抗GLP2Rポリクローナル抗体を提供します。ヒトおよびマウスのGLP2R（63 kDa）を認識します。GLP2Rは、腸管ホルモンシグナル伝達に関与するGPCRです。体外診断用医薬品（IV D）研究およびアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLP2R ウサギ pAb
備考/別名	GLP2R
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9340
遺伝子ID	9340
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGLP2R (NP_004237.1) のアミノ酸460-553に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95838
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷バッグ