

Gla2に対するウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P23416

商品番号: CM0014074



前書き

ヒトGLRA2（グリシン受容体サブユニットα2）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、神経科学および抑制性シナプス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLRA2 Rabbit pAb
別名	GLR; MRXSP; GLRA2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	2742
GeneID	2742
免疫原	ヒトGLRA2（NP_002054.1）のアミノ酸350～420番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23416
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	氷袋