


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗GlrXポリクローナル抗体 - P35754

商品番号: CM0027202



前書き

GLRXウサギpAbは、ヒトグルタレドキシニン-1を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性があります。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証されたこのポリクローナル抗体は、酸化還元生物学および酸化ストレス研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLRX ウサギ pAb
備考/別名	GRX; GRX1; GLRX
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2745
遺伝子ID	2745
免疫原	ヒトGLRX (NP_002055.1) のアミノ酸1-106に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35754
タンパク質分子量	12kDa
配送	保冷バッグ