


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Glrx3 ポリクローナル抗体 - O76003

商品番号: CM0012889



前書き

ヒト GLRX3 (PICOT, GRX4)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。心臓肥大調節とヘモグロビン成熟に関与する細胞質鉄-硫黄クラスター組み立て因子を標的とする。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLRX3 ウサギ pAb
備考/別名	GRX3; GRX4; GLRX4; PICOT; TXNL2; TXNL3; GLRX3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10539
GeneID	10539
免疫原	ヒト GLRX3 (NP_001186797.1) のアミノ酸1-335に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O76003
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ