


Anti-Glrx3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - O76003

商品番号: CM0024836



前書き

ヒトサンプルでWB、IP、ELISAについて検証済みの
Anti-GLRX3 Rabbit Polyclonal
Antibody。Glutaredoxin-
3は、細胞質内鉄硫黄クラスター集合、心肥大調節、
およびヘモグロビン成熟に機能します。心血管および
血液学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLRX3 Rabbit pAb
備考/別名	GRX3, GRX4, GLRX4, PICOT, TXNL2, TXNL3, GLRX3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10539
遺伝子ID	10539
免疫原	ヒト GLRX3 (NP_001186797.1) のアミノ酸1-335に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O76003
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋