

Wb、Elisa用 Anti-Gls2 ポリクローナル抗体 - Q9Ui32

商品番号: CM0024510



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質なAnti-GLS2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。代謝および腫瘍抑制に関与するミトコンドリアグルタミナーゼ。体外診断薬（IVD）開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLS2 ウサギ pAb
備考/別名	GA; GLS; LGA; hLGA; GLS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27165
GeneID	27165
免疫原	ヒトGLS2 (NP_037399.2) のアミノ酸545-602に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9UI32
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ