


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗グルカゴン ウサギ モノクローナル抗体 - P01275

商品番号: CM0005402



前書き

ヒトグルカゴン（GCG）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに使用できます。ヒト、マウス、ラットで検証済み。グルコース代謝、糖尿病、消化管ホルモン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グルカゴン ウサギ mAb
備考/別名	GLP1, GLP2, GRPP, GLP-1, Glucagon
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2641
遺伝子ID	2641
免疫原	ヒトグルカゴン（NP_002045.1）のアミノ酸21-120に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01275
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ