

抗グルコース-6-リン酸イソメラーゼ（Gpi）モノクローナル抗体 [Kd検証済み] Wb、If/Icc、Elisa用 - P06744

商品番号: CM0010201



前書き

KD検証済みウサギモノクローナル抗体、グルコース-6-リン酸イソメラーゼ（GPI、別名AMF/NLK）標的、WB、IF/ICC、ELISA用。ヒト、マウス、ラットサンプル中の内因性GPIを検出。解糖系およびサイトカイン研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] GPI ウサギ mAb
備考/別名	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2821
GeneID	2821
免疫原	組換えタンパク質/ヒトグルコース-6-リン酸イソメラーゼ（NP_000166.2）のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06744
タンパク質分子量	63 kDa
発送	保冷バッグ