

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗グルコース-6-リン酸イソメラーゼ ウサギポリクローナル抗体 - P06744

商品番号: CM0028937



前書き

ヒトのグルコース-6-リン酸イソメラーゼ（GPI/AMF/NLK）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。解糖系、がん、神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グルコース-6-リン酸イソメラーゼ Rabbit pAb
備考／別名	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36; glucose-6-phosphate isomerase
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2821
免疫原	ヒトグルコース-6-リン酸イソメラーゼ（NP_000166.2）のアミノ酸1～280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06744
タンパク質分子量	63kDa
配送方法	氷袋