

抗グルコシルセラミダーゼベータ（Gba）ポリクローナル抗体 Wb・Elisa用 - P04062

商品番号: CM0024572



前書き

ヒトグルコシルセラミダーゼベータ（GBA）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびラットと交差反応します。ゴーシェ病に関連するリソソーム性脂質分解酵素を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グルコシルセラミダーゼベータ (GBA) ウサギ pAb
別名	GBA; GCB; GLUC; Glucosylceramidase beta (GBA)
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2629
GeneID	2629
免疫原	ヒトグルコシルセラミダーゼベータ (GBA) (NP_000148.2) のアミノ酸40～250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P04062
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	保冷剤