


Anti-Glud1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用） - P00367

商品番号: CM0028247



前書き

ヒトGLUD1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-
P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたグルタミン酸脱水素酵素、ミトコンドリア代謝、およびインスリン恒常性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLUD1 Rabbit pAb
備考/別名	GDH; GDH1; GLUD; hGDH1; GLUD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2746
遺伝子ID	2746
免疫原	ヒトGLUD1 (NP_005262.1) のアミノ酸54-242に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00367
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋