


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Glud1ラビットモノクローナル抗体 - P00367

商品番号: CM0011966



前書き

ヒトGLUD1（グルタミン酸脱水素酵素1）を標的とする組換えラビットモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。代謝およびがん生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLUD1ラビットmAb
備考/別名	GDH; GDH1; GLUD; hGDH1; GLUD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2746
GeneID	2746
免疫原	ヒトGLUD1（P00367）のアミノ酸459-558内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00367
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋