


Anti-Glud2 Rabbit Polyclonal Antibody - P49448

商品番号: CM0029963



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用Anti-GLUD2 Rabbit Polyclonal Antibody。ヒト、マウス、ラットのGLUD2を認識します。神経伝達中のグルタミン酸リサイクルに関与するミトコンドリアグルタミン酸脱水素酵素2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLUD2 Rabbit pAb
備考/別名	GDH2; GLUDP1; GLUD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2747
免疫原	ヒト GLUD2 (NP_036216.2) のアミノ酸319-558に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49448
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋