


Wb、Ihc-P、Elisa用抗GluR1/Gria1ポリクローナル抗体 - P42261

商品番号: CM0022268



前書き

ヒト GluR1/GRIA1（グルタミン酸受容体1）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済み。約102

kDaのタンパク質を認識します。興奮性神経伝達およびシナプス可塑性の研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	GluR1/GRIA1ウサギpAb
備考／別名	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; GluR1/GRIA1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2890
GeneID	2890
免疫原	ヒト GluR1/GRIA1のアミノ酸330～470（NP_000818.2）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42261
タンパク質分子量	102kDa
輸送	保冷バッグ