

抗GluR1/Gria1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P42261

商品番号: CM0002723



前書き

ヒトのGluR1/GRIA1（AMPA受容体サブユニット）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。シナプス機能や神経伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GluR1/GRIA1 ウサギmAb
別名	GLUH1; GLUR1; GLUR4; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; GluR1/GRIA1
対象種	ヒト
遺伝子ID	2890
免疫原	ヒトGluR1/GRIA1（P42261）のアミノ酸800-906番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P42261
タンパク質分子量	102kDa
輸送方法	保冷剤