

Anti-GluR2+GluR3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P42262 / P42263

商品番号: CM0004075



前書き

ヒト GluR2およびGluR3

AMPA受容体サブユニットを標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。シナプス可塑性および興奮性伝達の神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GluR2+GluR3 Rabbit mAb
備考/別名	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; glur-2; glur-B; GluR-K2; GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GluR2+GluR3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2891/2892
GeneID	2891/2892
免疫原	ヒト GluR2 (P42262) のアミノ酸784-883内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P42262/P42263
タンパク質分子量	98kDa
配送	氷袋