

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 Anti-Glur2/Gria2 モノクローナル抗体 - P42262

商品番号: CM0003435



前書き

ヒト GluR2/GRIA2（AMPA受容体サブユニット）に対する組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。神経科学研究およびシナプス伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GluR2/GRIA2 ウサギ mAb
備考/別名	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; glur-2; glur-B; GluR-K2; GluR2/GRIA2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2891
遺伝子ID	2891
免疫原	ヒト GluR2/GRIA2 (P42262) のアミノ酸150-250に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P42262
タンパク質分子量	99kDa
発送	保冷バッグ