

WbおよびElisa用 Anti-Glur4/Glua4/Gria4 ウサギモノクローナル抗体 - P48058

商品番号: CM0012284

前書き

ヒトGluR4（GRIA4、AMPA受容体サブユニット）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性があります。興奮性シナプス伝達に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GluR4/GluA4/GRIA4 ウサギ mAb
備考/別名	GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2893
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P48058
タンパク質分子量	101kDa
発送	保冷バッグ