

WbおよびElisa用Anti-GluR4/GluA4/GRIA4ウサギポリクローナル抗体 - P48058

商品番号: CM0016010

前書き

GluR4（GRIA4）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。イオンチャネル型グルタミン酸受容体および高速興奮性シナプス伝達の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GluR4/GluA4/GRIA4ウサギpAb
備考／別名	GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2893
GeneID	2893
免疫原	ヒト GluR4/GluA4/GluR4/GluA4/GRIA4（NP_001070712.1）のアミノ酸254～433に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48058
タンパク質分子量	101kDa
輸送条件	保冷バッグ