


WbおよびElisa用 抗Glut1/Slc2A1 ウサギポリクローナル抗体 - P11166

商品番号: CM0014499



前書き

ヒトグルコーストランスポーターGLUT1/SLC2A1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。グルコース輸送、脳代謝、および関連疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLUT1/SLC2A1 ウサギ pAb
備考/別名	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLV8; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6513
GeneID	6513
免疫原	ヒトGLUT1/SLC2A1 (NP_006507.2) のアミノ酸1-400に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11166
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ