


Glut1/Slc2A1に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P11166

商品番号: CM0026171



前書き

GLUT1/SLC2A1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IHC-

P、ELISAで実証済みで、グルコース輸送および代謝疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	GLUT1/SLC2A1 ウサギ pAb
別名	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLV8; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
種	ヒト
GeneID	6513
免疫原	ヒトGLUT1/SLC2A1 (NP_006507.2) のアミノ酸210～310領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11166
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	保冷剤