

Wb・Elisa用 抗Glut2/Slc2A2 ウサギモノクローナル抗体 - P11168

商品番号: CM0003672

前書き

このウサギモノクローナル抗体は、促進型グルコーストランスポーターであるGLUT2/SLC2A2を標的としています。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性を示すため、糖尿病や代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLUT2/SLC2A2 ウサギmAb
備考/別名	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6514
GeneID	6514
免疫原	合成ペプチド ヒトGLUT2/SLC2A2 (P11168)のアミノ酸1〜100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11168
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	氷袋梱包